


MÅTTABELLER




Hur mäter jag rätt?

NACKE

Vid mätning håll nacken i önskad position. Mät avståndet från nyckelbenet till käkbenet.

Art. nr	OMKRETS	HÖJD	HÖJD	HÖJD	HÖJD
50C20	37-50		8	10	12
100-2	37-45	6	8	10	
103-5	37-45		8	10	12
155	37-45	6	8	10	
1025-27	37-45		8	10	12

Art. nr	STORLEK	OMKRETS	HÖJD	HÖJD	HÖJD	HÖJD
50C40	S	25-30	6	8	11	13
	M	33-38	6	8	11	13
	L	41-46	6	8	11	13




Hur mäter jag rätt?

HUVUD

Mät omkretsen (cm) runt huvudet på panna och strax ovan öronen enligt måttymbolen.

Art. nr	STORLEK	OMKRETS
7202	1	55-57
	2	58-60




Hur mäter jag rätt?

AXEL

Mät omkretsen (cm) runt överarmen enligt bilden.

Art. nr	XS	S	M	L	XL
5055	24-28	28-32	32-35	35-38	38-42
7126	24-28	28-32	32-35	35-38	38-42




Hur mäter jag rätt?

ARMBÅGE

Vid mätning se till att armbågen är lätt böjd (ca 30° flexion).
Mät omkretsen (cm) i höjd med armbågsvecket.

Art. nr	XS	S	M	L	XL	XXL
4061		18-22	22-28	28-32		
4801		24-25	26-27	28-30	31-33	
4823		(I) 22-30		(II) 26-33		
7122	21-23	23-25	25-28	28-31	31-33	33-36
7124	21-23	23-25	25-28	28-31	31-33	33-36
9015	One size					




Hur mäter jag rätt?

HAND

Vid mätning håll handleden i neutral position. Mät omkretsen (cm) runt handleden enligt bilden.

Art. nr	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
4021		14,5	15,5	17	18,5	20	21,5
4023	13,5	14,5	15,5	17	18,5	20	21,5
4024		14,5	15,5	17	18,5	20	
4025		14,5	15,5	17	18,5	20	21,5
4026		13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	
4062		14-15	15-16,5	16,5-18	18-19,5	19,5-21	21-22,5
4063		14-15	15-16,5	16,5-18	18-19,5	19,5-21	21-22,5
4064		13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	
4067		11-12	12-13	13-14	14-15		
4068		11-12	12-13	13-14	14-15		
4074		13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	
4075			14-16	16-18	18-20	20-22	
4084		13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	
4085		13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	
4086		13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	
4088		13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	
4103		14-15	15-16	16-17	17-18,5	18,5-20	20-22
4142		14-15	15-16	16-17	17-18,5	18,5-20	20-22
4143		14-15	15-16	16-17	17-18,5	18,5-20	20-22
4145		14-15	15-16	16-17	17-18,5	18,5-20	20-22
4146		14-15	15-16	16-17	17-18,5	18,5-20	20-22
9010	One size (14-22)						

Art. nr	XS - S	M - L	XL - XXL
4055	13-16	16-19	19-23
4058	13-16	16-19	19-23




Hur mäter jag rätt?

RYGG

Mät i stående position. Mät över magens bredaste omkrets (cm).

Art. nr	XS	S	M	L	XL	XXL
1035	56-64	64-72	72-80	80-90	90-100	100-110
1048		64-72	72-80	80-90	90-100	
1055		64-72	72-80	80-90	90-100	100-110
1056		64-72	72-80	80-90	90-100	100-110
1064	56-64	64-72	72-80	80-90	90-100	100-110
1067	56-64	64-72	72-80	80-90	90-100	100-110
1068	56-64	64-72	72-80	80-90	90-100	
1069	56-64	64-72	72-80	80-90	90-100	100-110
1070		64-72	72-80	80-90	90-100	100-110
1077	56-64	64-72	72-80	80-90	90-100	100-110
1079	56-64	64-72	72-80	80-90	90-100	100-110
1132	XS-M 60-80			L-XL 80-110		
7130	56-64	64-72	72-80	80-90	90-100	
7139		64-72	72-80	80-90	90-100	100-110
7180		70	80	90	100	110
9030	One size					




Hur mäter jag rätt?

HÖFT

Mät i stående position. Mät omkretsen (cm) runt höften enligt bilden.

Art. nr	XS	S	M	L	XL	XXL
1041	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130
1042	74-81	81-88	88-95	95-102	102-109	
1045	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130
7131	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130




Hur mäter jag rätt?

BARNKNÄ

Vid mätning se till att knäet är lätt böjt (ca 30° flexion), mät omkretsen (cm) runt benet ovan och nedan patella.

Art. nr		S	M	L
7150	A	24-29	27-32	30-35
	B	20-25	23-28	26-31




Hur mäter jag rätt?

KNÄ

Vid mätning se till att knäet är lätt böjt (ca 30° flexion), utgå från centrala delen av patella och mät omkretsen (cm) runt benet 15 cm nedan patella.

Art. nr	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
8385	29-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-48	48-51
8386	29-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-48	48-51
8387	29-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-48	48-51




Hur mäter jag rätt?

KNÄ

Vid mätning se till att knäet är lätt böjt (ca 30° flexion), utgå från centrala delen av patella och mät omkretsen (cm) runt knäleden.

Art. nr	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2041	30	32,5	35,5	38,5	41,5	45	48
7151	28-30	30-33	33-36	36-39	39-42	42-45	
7154	28-30	30-33	33-36	36-39	39-42	42-45	
7159	28-30	30-33	33-36	36-39	39-42	42-45	
8156	28-30	30-33	33-36	36-39	39-42	42-45	
8255		30-33	33-36	36-39	39-42	42-45	



Hur mäter jag rätt?


KNÄ

Vid mätning se till att knäet är lätt böjt (ca 30° flexion), utgå från centrala delen av patella och mät omkretsen (cm) runt benet 15 cm ovan och 15 cm nedan patella.

Art. nr

8353, 8354, 8356, 8357, 8358, 8359, 8360, 8361, 8362, 8364, 8367, 8368

Storlek	15 cm nedan patella	15 cm ovan patella
XXS	29-32	36-40
XS	32-35	40-44
S	35-38	44-48
M	38-41	48-52
L	41-44	52-56
XL	44-48	56-61
XXL	48-51	61-67




Hur mäter jag rätt?

BRÅCK

Mät omkretsen (cm) enligt bilden.

Art. nr	S	M	L	XL	XXL
110	80-88	88-96	96-104	104-112	
111	80-88	88-96	96-104	104-112	
122	80	90	100		
123	84-92	92-100	100-108	108-116	
125	84-92	92-100	100-108	108-116	
1081	80-90	92-100	100-110		
1121	84-92	92-100	100-108	108-116	116-125
1124	84-92	92-100	100-108	108-116	116-125
1125	84-92	92-100	100-108	108-116	116-125



Hur mäter jag rätt?

VAD

Vid mätning se till att knäet är lätt böjt (ca 30° flexion), mät omkretsen (cm) runt underbenet på det stället där omfånget är som störst.

Art. nr	XS	S	M	L	XL	XXL
7160	31-33	33-35	35-37	37-39	39-41	41-43



Hur mäter jag rätt?

FOT/ANKEL

Vid mätning skall fotens undersida vara i kontakt med golvet, mät omkretsen (cm) runt vristen och fotryggen och låt måttbandet löpa som en åtta, se bilden.

Art. nr	XS	S	M	L	XL	XXL
502	49-51	51-53	53-55	55-57	57-59	59-61
504		51-54	53-56	55-58	57-60	59-61
509	One size					
510	One size					




Hur mäter jag rätt?

FOT/ANKEL

Vid mätning skall fotens undersida vara i kontakt med golvet, mät omkretsen (cm) runt fotryggen enligt bilden.

Art. nr	XS	S	M	L	XL	XXL
7173	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	
7175	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30



Hur mäter jag rätt?

FOT/ANKEL

Skostorlek.

Art. nr	XS	S	M	L	XL	XXL
7651	35-37	37-39	39-40	40-42	42-44	
7680	35-37	37-42	43-46	47-51		
7772			36-41	41-46		